

Autorzy:  
Chernogubov V. A.  
Ibragimova R. R.

**Instrukcja obsługi**  
**generatora elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości**  
**„Life Balance”**  
**przyrządu do regulacji poziomu funkcjonalnego organizmów.**

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub przekazywanie danych a także rozpowszechnianie tego dokumentu lub jakiegokolwiek jego części nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody **Lidomed-Bio R&D Enterprise**.

Lidomed-Bio Research and Development Enterprise LLC  
Charków, Ukraina

## Spis treści

<b>GENERALNE INSTRUKCJE</b> .....	<b>2</b>
1. WPROWADZENIE .....	2
2. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA .....	3
3. INFORMACJE O URZĄDZENIU .....	3
4. PROCEDURY WSTĘPNE .....	4
5. PROCEDURA OPERACYJNA .....	4
6. POZIOMY NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA .....	4
7. MOŻLIWOŚCI URZĄDZENIA .....	5
8. PRZECIWWSKAZANIA .....	5
9. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	6
10. PRZECHOWYWANIE .....	6
11. MOŻLIWOŚCI.....	7
11.1 <i>Ochrona przed pasożytami.</i> .....	7
11.2. <i>Regulacja organizmu i przywracanie równowagi</i> .....	17
11.3. <i>Program energetyczny</i> .....	17
12. KOMENTARZ.....	28

## Generalne instrukcje.

Oto instrukcja obsługi do **urządzenia Life Balance do regulacji biosystemów naturalnych** (dalej nazywanego urządzeniem). Przewodnik ten ma na celu przybliżenie użytkownikowi przeznaczenia, budowy, działania, zasad użytkowania oraz utrzymywania urządzenia w dobrym stanie.

### 1. Wprowadzenie

Life Balance – to regulator, wzmacniacz homeostazy i energii wewnętrznej, poprawiający stan zdrowia, przeznaczony do samodzielnego użytku. Jest to jedyne urządzenie regulujące poziom funkcjonalny organizmu na zasadach leczenia jakie stosuje się w Medycynie Wschodniej, dając możliwość holistycznego leczenia. Technologia ta opiera się na tym, że wszystkie formy życia mają odpowiadające im częstotliwości drgań i emitują fale danego typu. Mogą one być wykrywane i mierzone. Kiedy organizm zaczyna działać nieprawidłowo, długość fali zmienia się, z powodu pojawiających się częstotliwości nieodpowiadających zdrowym organom i tkankom. Wszystkie parametry drgań można zmierzyć i uregulować, gdy wskażą one na istnienie problemów zdrowotnych, które nie zostały wcześniej zdiagnozowane. Oznacza to, że każdy może się poddać wstępnemu badaniu organizmu, unikając ingerencji specjalnych urządzeń do biorezonansu. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, taki rodzaj rewitalizacji i regeneracji energii życiowej sprawdza się w 95% przypadków.

**Urządzenia Life Balance regulujące poziom funkcjonalny naturalnych biosystemów, mają na celu zwiększenie odporności organizmu i zmniejszenie ich narażenia na działanie patogenów, w tym promieniowania elektromagnetycznego.**

Jest to wyjątkowe, światowej klasy urządzenie, zapewniające utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Jego działanie opiera się na promieniowaniu fal elektromagnetycznych narządów oraz ich układów oraz drganiach pasożytów, od wirusów po helminty. Life Balance oddziałuje na czynniki chorobotwórcze umożliwiając ludzkiemu organizmowi funkcjonowanie w rzeczywistych warunkach pozbawionych często dobroczynnych składników naturalnego biotopu . Pomaga w przywróceniu harmonii działania narządom i ich układom. Lidomed Bio Research and Development Enterprise LLC w Charkowie, na Ukrainie jest jedynym producentem na świecie tego typu urządzeń.

**Najważniejsze: teraz mamy do dyspozycji technologię i urządzenia pozwalające uratować twoje zdrowie oraz zdecydowanie poprawić jakość życia!**

**O zdrowie muszą dbać ludzie w każdym wieku. Każdy, zarówno dziecko jak i osoba w podeszłym wieku, powinien zawsze kochać swoje ciało i dbać o siebie, poprzez utrzymywanie dobrego stanu zdrowia przez całe życie.**


**Uwaga: urządzenia Life Balance regulujące naturalne biosystemy nie są urządzeniami medycznymi!**

## 2. Przeznaczenie urządzenia

Działanie Life Balance opiera się głównie na wyregulowaniu czynności fizjologicznych poprzez wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie ma odpowiednie parametry zdolne do oddziaływania na rytm biologiczny ludzkiego organizmu. Rezultat końcowy zależy od indywidualnego wyboru odpowiedniej częstotliwości, która po wpłynięciu na ludzki organizm może go wzmocnić, stabilizując wszystkie procesy i przywracając ich harmonię za pomocą sygnałów elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości.

## 3. Informacje o urządzeniu

Korpus urządzenia wykonany jest z najwyższej jakości polistyrenu, najlepiej chroniąc kosztowne wnętrze i zapewniając wysoki poziom estetyczny.



1 – Ekran Life Balance

- 2 – Przycisk wł. /wył
- 3 – Przycisk „wybierz”
- 4 – Przycisk Menu
- 5 – Przycisk ustawienia poziomu sygnału
- 6 – Wybór programu/Przycisk „w górę”
- 7 – Wybór programu/Przycisk „w dół”

#### 4. Procedury wstępne.

- 4.1. Po transportowaniu lub przechowywaniu urządzenia w niskich temperaturach należy pozostawić je w temperaturze pokojowej przez co najmniej 2 godziny.
- 4.2. Wyjmij urządzenie z opakowania i sprawdź, czy nie występują żadne uszkodzenia mechaniczne. Sprawdź, czy urządzenie jest kompletne.
- 4.3. Uruchom urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

#### 5. Procedura operacyjna.

- 5.1. Uruchom urządzenie, naciskając przycisk 2;
  - Użyj powyżej opisanych przycisków, aby wybrać odpowiedni program.
  - Po zakończeniu programu nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. W razie potrzeby użyj przycisku 4, aby zmienić język interfejsu lub przycisku 5, aby wyregulować poziom sygnału.

#### 6. Poziomy natężenia promieniowania

Pierwszy optymalny poziom natężenia promieniowania jest ustawiony domyślnie. Ten poziom natężenia używany jest do zapobiegania stanom chorobowym i regulacji działania organizmu przy drobnych zmianach w narządach i ich układach. Należy go używać, gdy urządzenie znajduje się blisko ciała, na przykład, kiedy znajduje się w kieszeni użytkownika. Urządzenie należy umieścić możliwie najbliżej obszaru dotkniętego chorobą (na przykład: w przypadku chorób serca lub układu oddechowego – w kieszeni na piersi, układu moczowo-płciowego – w kieszeni spodni itp.).

Drugi poziom natężenia stosowany jest przy słabych i przewlekłych lub ostrych stanach zapalnych narządów i ich układów w organizmie.

Trzeci poziom natężenia jest zalecany w przypadku, gdy urządzenie jest nieco oddalone od ciała użytkownika podczas użytkowania (na przykład, gdy znajduje się ono na desce rozdzielczej podczas jazdy samochodem lub na stole, gdy przy nim siedzimy).

Czwarty poziom natężenia jest zalecany w przypadku stosowania urządzenia pod opieką lekarza, po badaniu urządzeniem Life Profi (przy nieustępujących chorobach). Tego trybu można używać zarówno, gdy urządzenie znajduje się blisko ciała użytkownika jak i w odległości do 1 metra.

Piąty poziom natężenia jest używany przy leczeniu całej rodziny, gdy użytkownicy znajdują się w odległości do 1,5 metra od urządzenia. W tym trybie urządzenie ma najsilniejszy sygnał a zatem zużywa prąd o natężeniu szczytowym. Takie natężenie może być używane w celu zapobiegania rozwojowi choroby lub wyeliminowania pasożytów (helminatów, pierwotniaków, wirusów itd.) z organizmu. Możliwe jest na przykład stosowanie

zapobiegawcze podczas sezonowego wzmożenia ilości wirusów (podczas panującej grypy, adenowirusa, rotawirusa, itp.). Korzystanie z 5 poziomu natężenia jest zalecane pod opieką lekarza.

Należy zwrócić uwagę, że czas działania urządzenia przy korzystaniu z wyższego poziomu natężenia będzie krótszy, z powodu szybciej wyładowującego się akumulatora.

**Ważne:** Podczas korzystania z indywidualnych programów skomponowanych w trybie automatycznym w oparciu o wyniki badań uzyskanych za pomocą urządzenia Life Expert, należy używać 1 lub 2 stopnia natężenia. Poziomy 3, 4 i 5 należy stosować pod nadzorem lekarza.

## 7. Możliwości urządzenia

- 35 programów antywirusowych, 35 programów regulujących i przywracających równowagę w organizmie, 1 program Life Energy (program służący do redukcji zmęczenia i przywracania wysokiej odporności organizmu)
- Zasięg działania do 1,5 m
- Zakres częstotliwości działania – od 0,1 Hz do 100 kHz;
- Ustawienie częstotliwości z dokładnością do: 0,01Hz;
- Liczba wewnętrznych anten radiowych – 2 szt., z częstotliwościami nośnymi 27 MHz i 10 kHz
- Programowanie urządzenia bez dodatkowego narzędzia programującego, za pośrednictwem standardowego kabla USB;
- Ręczna regulacja natężenia sygnału;
- Kolorowy ekran z wielojęzycznym menu;
- Zasilanie: akumulator Li-Ion;

Czas pracy urządzenia wynosi od 3 do 8 godzin w zależności od wybranego poziomu natężenia promieniowania.

## 8. Przeciwwskazania

### Bezwzględne:

- Rozrusznik serca
- Przeszczepiane narządy

### Względne:

- Łagodne i złośliwe nowotwory
- Zaburzenia krzepnięcia
- Ostre zaburzenia krążenia mózgowego i wieńcowego
- Ciąża (pierwszy trymestr)
- Epilepsja
- Nietolerancja promieniowania elektromagnetycznego
- Choroby psychiczne
- Dzieci poniżej 1 roku życia pod ścisłym nadzorem lekarza

**Ważne:** Podczas stosowania programów może wystąpić ostre nasilenie poważnej choroby, któremu może towarzyszyć złe samopoczucie, osłabienie, biegunka, częste oddawanie moczu, pragnienie, senność, reakcja na temperaturę. W takim przypadku należy zwiększyć odstęp pomiędzy sesjami. Wszystkie reakcje mogą wystąpić tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni korzystania z urządzenia. Zjawiska te związane są z indywidualną reakcją użytkującego na promieniowanie urządzenia i wskazują na nasilone wydalanie zanieczyszczeń z organizmu. W niektórych przypadkach reakcje mogą nastąpić w późniejszym czasie, a dyskomfort może się utrzymywać do 1 miesiąca od rozpoczęcia stosowania urządzenia.

## 9. Środki ostrożności

Urządzeni elektrycznie jest bezpieczne, nie wymaga uziemienia. Podłączanie i odłączanie kabla programującego/ladowarki oraz elektrod podczas pracy urządzenia jest zabronione.

### Zabronione jest:

- Używanie uszkodzonego urządzenia;
- Naprawianie urządzenia, gdy jest ono włączone;
- Przeprowadzanie terapii za pomocą nieprawidłowo działającego urządzenia.

W razie zaobserwowania jakichkolwiek zakłóceń w działaniu urządzenia, należy natychmiast przerwać terapię i skontaktować się z producentem.

**WAŻNE!** Podczas korzystania z programów urządzenia Life Balance NALEŻY DBAĆ o odpowiednie nawodnienie organizmu (należy przyjmować 30 ml wody/1 kg masy ciała).

## 10. Przechowywanie

Użytkujący jest odpowiedzialny za odpowiednie przechowywanie i testowanie prawidłowego działania urządzenia. Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i środowiska korozyjnego. Chronić przed wstrząsami i gwałtowną zmianą temperatury.

**Uwaga! Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy unikać używania rozpuszczalników oraz materiałów ściernych do czyszczenia go z zewnątrz.**

**Z czasem, elektrody i zaciski utleniają się i zciemniają, co jest konsekwencją pracy urządzenia i nie wpływa na jakość jego działania.**

**Z czasem, bateria Life Balance będzie działać krócej. Jest to naturalne zużycie baterii spowodowane działaniem urządzenia.**

**Urządzenie Life Balance do regulacji naturalnych biosystemów** jest elektromagnetycznym urządzeniem zapewniającym dobrą kondycję zdrowotną; oddziałuje na ludzki organizm w sposób delikatny i bezpieczny, nie zakłócając równowagi energetycznej na poziomie całego organizmu, ani lokalnie.

Kluczową zaletą **urządzenia Life Balance do regulacji naturalnych biosystemów** jest możliwość utworzenia indywidualnego programu opartego na wynikach badania za pomocą urządzenia **Life Expert** i używania takiego programu dostosowanego do potrzeb

użytkującego w celu zapewnienia jego dobrego stanu zdrowia w różnych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Poza tym, istnieje możliwość korzystania z ręcznie utworzonych programów o działaniu zapobiegawczym. Pozwala to na utworzenie indywidualnego programu profilaktycznego dla każdego użytkującego. Działanie Life Balance jest całkowicie nieszkodliwe, ponieważ częstotliwości odpowiednie pasożytom wahają się od 100 do 900 kHz. Częstotliwości promieniowania części ludzkiego organizmu wahają się od 1 do 10 MHz. Częstotliwości szkodliwe dla ludzkiego organizmu leżą poza tym zakresem.

**Urządzenie Life Balance regulujące naturalne biosystemy nie jest urządzeniem medycznym!**

**Uwaga!** Nie zaleca się stosowania urządzenia kobietom w pierwszym trymestrze ciąży i osobom z przeszczepionymi narządami. Nie zaleca się również stosowania w ciągu dwóch pierwszych miesięcy po zawale mięśnia sercowego. W przypadku ciężkich chorób serca należy utrzymywać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 0.5 m od ciała użytkującego.

## 11. Możliwości

**Life Balance** ma przede wszystkim zastosowanie w 3 głównych dziedzinach:

- **Ochrona przed patogenami, w tym pasożytami.**
- **Regulacja i przywrócenie równowagi funkcjonalnej organizmu ludzkiego.**
- **Doenergetyzowanie organizmu.**

### 11.1 Ochrona przed pasożytami.

Programy przeciw pasożytnicze **Life Balance** pozwalają na skuteczne i bezpieczne usuwanie zanieczyszczeń organów i tkanek, przywracają funkcję układu wydalniczego, wzmacniają odporność i eliminują infekcje z organizmu.

Programy przeciw pasożytnicze mogą działać jednocześnie na więcej niż jeden organ lub tkankę, dzięki podstawowej zasadzie działania, polegającej na odpowiednim dopasowaniu częstotliwości, dzięki czemu skutecznie zapobiegają rozwojowi wielu chorób.

#### 11.1.1. Podstawowe programy przeciw pasożytnicze

##### 1. Helminy (Robaki)

Najczęściej, infekcje jelitowe są skutkiem spożycia nieumytych owoców, niewystarczająco przetworzonych termicznie mięsa i ryb lub brudnych rąk. Do organizmu mogą dostać się helminy (robaki pasożytnicze). Żyją w ludzkim organizmie i żywią się jego tkankami oraz wydzielają toksyczne substancje. Program „Robaki” pozwala oczyścić organizm z tych pasożytów.

**Zastosowanie:** w celach prewencyjnych należy używać programu co trzy dni. Łącznie nie mniej niż 10 sesji. Zaleca się używanie tego programu w połączeniu z programem „Detox”.

##### 2. Program antyseptyczny

Drobne uszkodzenia skóry i rany są nieodłącznym elementem aktywnego stylu życia. Zwykle są one ignorowane. Ale mogą one skutkować zakażeniem i przedostaniem się do organizmu mikroorganizmów, powodujących stan zapalny. W takim przypadku należy zdezynfekować je i zastosować środek antyseptyczny. „Program antyseptyczny” pomoże w pozbyciu się szkodliwych substancji z organizmu i zapewni szybki powrót do zdrowia.

**Zastosowanie:** Program ma zastosowanie przy wszystkich stanach zapalnych. Częstotliwość stosowania zależy od stopnia zapalenia (2-3 razy dziennie). Następnie należy zastosować programy oczyszczające limfę, wątrobę i nerki.

### 3. Podstawowe infekcje bakteryjne

Duża ilość bakterii, zwłaszcza gronkowców i paciorkowców jest stale obecna na powierzchni skóry a także w jamie ustnej oraz nosowej. Kiedy organizm ludzki nie otrzymuje wystarczającej ilości snu, następuje jego przechłodzenie lub przemęczenie, jego odporność spada. Wtedy bakterie zaczynają mieć na niego szkodliwy wpływ.

Pojawia się ból gardła i wysoka temperatura ciała. Program „Podstawowe infekcje bakteryjne” zmniejsza negatywny wpływ bakterii na organizm i pomaga przywrócić jego siłę oraz odporność.

**Zastosowanie:** Program powinien być stosowany codziennie, aż do pełnego powrotu do zdrowia. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 4. Wirus brodawczaka - HPV

Uważa się, że wirus brodawczaka jest jednym z najczęstszych przenoszonych przez ludzi. Według statystyk, wirus jest obecny w organizmie prawie 90 procent ludzi, podczas gdy oni tego nawet nie podejrzewają. Wirus brodawczaka wpływa na komórki nabłonka na całej powierzchni skóry, w tym błonę śluzową jamy ustnej i narządów płciowych. Specyficzną cechą wirusa jest jego zdolność do spowodowania nieprawidłowej reprodukcji komórek, często w narządach płciowych. Infekcja następuje poprzez drobne pęknięcia, szorstkości i inne mikrourazy skóry. Kiedy wirus dostaje się na nieuszkodzoną skórę, do zakażenia nie dochodzi, ponieważ nie jest on w stanie rozmnażać się w martwych komórkach, a zewnętrzne warstwy skóry szybko się złuszcza. Dopiero w kontakcie z nie w pełni rozwiniętym nabłonkiem, wirus brodawczaka szybko się powiela, powodując hiperplazję lub uszkodzenia skóry.

**Zastosowanie:** Program powinien być stosowany codziennie, aż do pełnego powrotu do zdrowia. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 5. Wirus Epsteina-Barra

Wirus Epsteina-Barra należy do rodziny herpes-wirusa i jest najbardziej rozpowszechnionym wirusem. Według danych statystycznych, występuje on u 60% dzieci i prawie 100% osób dorosłych. Wirus Epsteina-Barra jest przenoszony bezpośrednią stycznością (przez pocałunki), poprzez kontakt skóry z materiałem zakażonym (przedmioty domowe, używane przez więcej niż jedną osobę), a rzadziej przez krew i przez matkę na dziecko (wertykalnie). Jedynym źródłem zakażenia jest człowiek, najczęściej z postacią utajoną lub bezobjawową.



Wirus Epsteina-Barra dostaje się do organizmu przez górne drogi oddechowe, skąd przenika do tkanki limfatycznej, oddziałując na węzły chłonne, migdałki, wątrobę i śledzionę.

**Zastosowanie:** W przewlekłych przypadkach, program powinien być stosowany 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni, aż do całkowitego ustąpienia objawów choroby. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 6. Herpes genitalis (HSV-2)

Herpes genitalis jest przewlekłą (długotrwałą) chorobą spowodowaną przez wirusa opryszczki zwykłej, typ 2. Wirus pozostaje w organizmie i może być aktywowany od czasu do czasu. Średnio w ciągu dwóch pierwszych lat od infekcji występuje 4-5 nawrotów. (Nawrót jest ponownym rozwojem choroby).

**Zastosowanie:** W przewlekłych przypadkach, program powinien być stosowany 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni, aż do całkowitego ustąpienia objawów choroby i jej nawrotów. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 7. Półpasiec

Wirus półpaśca dostaje się do organizmu podatnego nosiciela drogą inhalacyjną i przez bezpośrednią styczność. Wirus półpasieczowy, po przedostaniu się do organizmu powoduje ospę wietrzną (varicella). Po powrocie do zdrowia wirus nie znika, ale przedostaje się do komórek nerwowych węzłów chłonnych. Może tam pozostać przez lata bez jakichkolwiek objawów. Jednak pod wpływem niekorzystnych warunków staje się aktywny i przejawia się w postaci półpaśca.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie programu codziennie przez 10-14 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 8. Grzyby i pleśń

Program chroni organizm przed infekcją grzybami takimi jak candida lub pleśń. Te mikroorganizmy są częścią mikroflory jelita, pochwy i jamy ustnej. Ale przy spadku odporności organizmu candida zaczyna się aktywnie mnożyć i wpływać na organizm. Pleśń niszczy ludzkie zdrowie i ich domy. Jej zarodniki dostają się do ludzkiego organizmu wraz z wdychanym powietrzem, nawet w czystym pomieszczeniu. Kiedy odporność spada po jakiegokolwiek chorobie nieaktywne do tej pory zarodniki pleśni w organizmie zaczynają powodować choroby, wpływając na organy i kości.

Pleśń może uwalniać toksyczne substancje – mykotoksyny – które mogą być szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Jej efekty można odczuć gdy jej zarodniki dostają się do organizmu poprzez wdychane powietrze, skórę lub spożywane pokarmy.

Pleśń jest wszędzie, ale przeważnie jest ignorowana przez ludzi; odcina się kawałki chleba lub starego sera, na których pojawiają się zielone plamy pleśni, usuwa się cienką białą warstwę z dżemów, zjada się ją z resztkami jedzenia, nawet nie wiedząc jak bardzo jest niebezpieczna. Nawet jeśli tylko kawałek pomarańczy ma pleśń, cały owoc jest zepsuty.

Stosowanie programu „Grzyby i pleśń” zwalcza candidę i grzyby pleśni oraz odbudowuje równowagę kwasowo-zasadową, która hamuje rozmnażanie grzybów.

**Zastosowanie:** Program powinien być stosowany 1-3 razy dziennie przez 2 do 4 tygodni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 9. Grypa

Grypa jest poważnym zakażeniem wirusowym. Jednak, to nie sam wirus jest niebezpieczny, ale powikłania po chorobie jaką wywołuje. Przy niskiej odporności organizm staje się podatny na „atak” innych zakażeń. Aby uniknąć niepożądanych konsekwencji podczas epidemii, należy stosować program „Grypa”. Aby zapobiec infekcji bakteryjnej, należy również używać programu „Podstawowe infekcje bakteryjne” oraz programów oczyszczających limfę, wątrobę i nerki.

**Zastosowanie:** W celu zapobiegawczym podczas epidemii program należy stosować co 2 dni. Jeśli to konieczne – codziennie. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 10. Grzybica skórna

Patogenne mikroskopijne grzyby mogą mieć wpływ na skórę, powodując choroby powszechnie znane jako grzybice skórne. Są to choroby skóry powodowane przez kilka różnych grzybów i zazwyczaj klasyfikowane w oparciu o miejsce wystąpienia wysypki. Program pomaga usunąć toksyny spowodowane obecnością grzybów, zmniejszając obciążenie narządów i ich układów oraz przyspieszając usuwanie szkodliwych substancji z organizmu.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany codziennie, raz na dobę. Cały trwa 2 tygodnie. Podczas korzystania z programu należy wypijać dziennie nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody.

## 11. Grzyby i pleśń detox

Program pomaga usunąć toksyny spowodowane obecnością grzybów, zmniejszając obciążenie narządów i ich układów oraz przyspieszając usuwanie szkodliwych substancji z organizmu.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany codziennie, raz na dobę. Cały trwa 2 tygodnie. Podczas korzystania z programu należy wypijać dziennie nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody.

## 12. Detox - oczyszczanie organizmu

Każdego dnia ludzie jedzą szkodliwe lub niebezpieczne pożywienie – gotowe dania i fast food, oddychają zatrutym powietrzem, piją alkohol, biorą używki, wdychają tytoniowy dym i do ich organizmów dostają się patogenne drobnoustroje. W rezultacie ich organizm zaczyna działać nieprawidłowo. Bóle głowy, zaburzenia pamięci, bóle kręgosłupa, zaparcia lub utrata smaku.

Co należy zrobić w każdym z tych przypadków? Oczyszczyć organizm!

Ten program pomaga przyspieszyć usuwanie szkodliwych substancji z organizmu.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany codziennie, raz na dobę. Cały trwa 2 tygodnie. Podczas korzystania z programu należy wypijać dziennie nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody.

### 13. Drenaż

Celem tego programu jest aktywowanie funkcji wydalniczych w celu usunięcia toksyn z organizmu. Obowiązkowym warunkiem terapii drenażowej jest zwiększenie spożycia czystej, nieprzetworzonej wody – min 30 ml na kilogram wagi ciała dziennie. Program ten zapewnia usunięcie toksyn z organizmu, zarówno chemicznych, jak i pasożytów i substancji przez nich wytwarzanych. Reguluje działanie układu nerwowego, immunologicznego, limfatycznego i endokrynologicznego, usprawnia układ pokarmowy – pracę wątroby, nerek, jelit, układ krążenia i proces krwiotwórczy.

**Zastosowanie:** Program należy stosować co 3 dni. Cały trwa 2 tygodnie. Obowiązkowym warunkiem terapii drenażowej jest zwiększenie spożycia czystej, nieprzetworzonej wody – min 30 ml na kilogram wagi ciała dziennie.

### 14. Drogi oddechowe i nos

Łatwe oddychanie jest kluczem do dobrego samopoczucia. Przy utrudnionym oddychaniu organizmowi brakuje tlenu, co prowadzi do niedoboru energii niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania i zachodzenia wszystkich niezbędnych procesów. Program „Drogi oddechowe i nos” zwalcza przeszkody w górnych drogach oddechowych różnego pochodzenia.

**Zastosowanie:** Program należy stosować co 2 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 15. Candida

Candida to drożdżak pasożytujący w organizmie człowieka i powodujący kandydozę. Kandydoza jest częstym skutkiem ubocznym długotrwałego i nienadzorowanego przyjmowania antybiotyków. Długotrwałe leczenie antybiotykami niszczy wszystkie bakterie i powoduje nierównowagę mikrobiologiczną, co prowadzi do aktywnego rozmnażania się i rozprzeczania się grzybów. Program pomaga zapobiegać rozmnażaniu się drożdżaków.

**Zastosowanie:** Program należy stosować co 2 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 16. Candida albicans

Prawie 80% populacji planety jest nosicielami Candida Albicans, pasożytniczego grzyba. I tylko nieliczni wiedzą co to jest. Choć choroba zwana „pleśniawką” znana jest przez wielu. W medycynie nazywana jest kandydozą. Może wystąpić w każdym wieku, u noworodków lub dorosłych. Program chroni organizm przed tym rozpowszechnionym grzybem. Wraz z obniżeniem odporności, Candida Albicans zaczyna się aktywnie mnożyć i uszkadzać organizm. Korzystanie z programu „Stop Candida” reguluje równowagę kwasowo-zasadową, zapobiegając tym samym rozmnażaniu się grzybów.

**Zastosowanie:** Program powinien być stosowany 1-3 razy dziennie przez 2 do 4 tygodni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 17. E. Coli

Program jest w stanie zniwelować negatywny wpływ E. Coli i zwiększyć na niego odporność organizmu. Chorobotwórcza E. Coli dostaje się do organizmu z wodą i pożywieniem zbyt niskiej jakości lub niepoddany obróbce termicznej, powodując ciężkie zatrucia. Program „E. Coli” pomaga chronić organizm przed mikroorganizmami chorobotwórczymi, bez żadnych szkód dla mikroflory jelitowej.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie codziennie przez 10 do 20 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 18. Limfa i detox

Jednym z głównych programów oczyszczających organizm jest „Limfa i detox.” Układ limfatyczny nie tylko unieszkodliwia szkodliwe i toksyczne substancje, ale także oczyszcza narządy i ich tkanki. Przy chorobach ilość szkodliwych czynników rośnie wielokrotnie. Układ limfatyczny nie jest w stanie usunąć ich wszystkich i znowu wpływają one na organizm. Program „Czysta limfa” ma na celu przyspieszenie oczyszczania układu limfatycznego bez jego obciążania. Zalecane jest stosowanie tydzień przed wyjazdem; wzmacnia system odpornościowy i przygotowuje organizm do aklimatyzacji.

**Zastosowanie:** Program należy stosować co 3 dni. Podczas korzystania z programu „Czysta Limfa” należy wypijać dziennie nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody.

### 19. Lamblia intestinalis

Lamblia intestinalis jest pasożytem ludzkiego organizmu, powodującym giardiozę. Wiele osób zmagają się z nią w swoim życiu. Pasożyty dostają się do organizmu poprzez brudną rękę, nieumyte pożywienie i nieprzeżywaną wodę. Program chroni przed negatywnym wpływem tych mikroorganizmów na ludzki organizm. Higiena osobista i regularne stosowanie programu „Lamblia intestinalis” chronią przed ich działaniem.

**Zastosowanie:** Program powinien być stosowany 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 20. Grzybica stóp i paznokci

Grzybica stóp jest chorobą przenoszoną bezpośrednio wpływającą na skórę lub paznokcie. Najczęściej głównym miejscem, gdzie zachodzi proces patologiczny są przestrzenie pomiędzy palcami (z rzadkimi wyjątkami). W 30% przypadków zakażenie grzybem przekazane jest od członka rodziny. Zakażenie przenoszone jest głównie przez wspólne obuwie i inne artykuły gospodarstwa domowego. Z taką samą częstotliwością występuje zakażenie w miejscach publicznych, takich jak łaźnie, prysznice, siłownie, centra fitness lub baseny.

Program „Stopy i paznokcie”, sprawia, że organizm jest bardziej odporny na działanie grzybów i spowalnia ich wzrost. Wybranie tego programu zapobiega chorobom grzybiczym i skutkuje zawsze zdrowymi i czystymi stopami.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie programu 2 razy dziennie przez 15 dni, aż do ustąpienia objawów. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 21. Mykoplazma

Mykoplazmy są bakteriami pasożytniczymi lub saprofitycznymi, które mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm. Mogą powodować niepłodność u kobiet i mężczyzn, powodować choroby zapalne lub ingerować w przebieg ciąży. Mykoplazma jest zwykle rozpoznawana późno w wyniku jej bezobjawowego przebiegu, powodując przewlekłe zapalenie przydatków macicy, pęcherza moczowego lub gruczołu krokowego u mężczyzn.

**Zastosowanie:** W celach zapobiegawczych zaleca się stosowanie programu raz na 3 dni, w stanach przewlekłych 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni. Łączna liczba sesji to 10. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 22. Nicienie (glisty)

Nicienie lub glisty są drugą pod względem wielkości grupą najczęściej występujących typów helmintów u ludzi i zwierząt (po stawonogach). Najbardziej znanymi przedstawicielami nicieni są dla nas glisty, owsiki i włosogłówki. Żyjąc w ludzkim organizmie żywią się jego tkankami i uwalniają toksyczne substancje. Program „Nicienie (glisty)” oczyszcza organizm z tych toksyn. Program dla oczyszczanego organizmu jest całkowicie bezpieczny.

**Zastosowanie:** W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu raz na 3 dni; łączna liczba sesji to 10. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 23. ARVI

Większość ostrych infekcji wirusowych układu oddechowego przenosi się drogą inhalacyjną i kropelkową. Ktoś może kichnąć w pracy, publicznym transporcie lub w kinie, tym samym narażając otoczenie na zarażenie! W przypadku znalezienia się w tym samym pomieszczeniu z osobą chorą lub przechłodzenia organizmu, należy podjąć środki zapobiegawcze – użyć programu „ARVI”. Zapobiegnie zarażeniu wirusem i ochroni organizm.

**Zastosowanie:** W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu dwa razy dziennie; co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 24. Owsica

Owsica jest najczęstszą chorobą pasożytniczą wywołaną przez helminty (owsiki). Owsiki są często spotykane u dzieci, a owsica jest najczęściej spotykaną helmintozą. Zakażenie często przenoszone jest przez nieumyte owoce, mięso i ryby nie poddane obróbce termicznej, brudne ręce i charakteryzuje się zaburzeniami jelit, zatruciem organizmu i dokuczliwym

swędzeniem w okolicy odbytu. Program „Owsica” oczyszcza organizm z tych drobnoustrojów. Program jest dla niego całkowicie bezpieczny.

**Zastosowanie:** W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu raz na 3 dni. Łączna liczba sesji to 10. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 25. Pasożyty-detox

Program pomaga oczyścić organizm z toksyn powstałych po rozpadzie pasożytów w wyniku stosowania programów anypasożytniczych. Reguluje działanie układu nerwowego, immunologicznego, limfatycznego i endokrynologicznego, usprawnia układ pokarmowy – pracę wątroby, nerek, jelit, układ krążenia i proces krwiotwórczy.

**Zastosowanie:** Program należy stosować co 3 dni. Cały trwa 2 tygodnie. Obowiązkowym warunkiem programu jest zwiększenie spożycia czystej, nieprzetworzonej wody – min 30 ml na kilogram wagi ciała dziennie.

## 26. Parodontoza

Przyzębie to tkanki otaczające ząb i trzymającego na swoim miejscu. Parodontoza jest uszkodzeniem tkanki przyzębia. Nie jest to osobny proces w jednym miejscu, ale zawsze choroba dotycząca całej jamy ustnej. Choć nie jest bardzo częsta, głównym ryzykiem jest to, że przebiega bezobjawowo, więc leczenie zaczyna się zwykle bardzo późno. Ponadto, patogenne mikroorganizmy mogą zacząć się rozwijać w ubytkach powstałych w wyniku zaniku tkanek, bardziej komplikując w ten sposób życie pacjenta.

**Zastosowanie:** W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu raz na 3 dni. Łączna liczba sesji to 10. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 27. Pierwotniaki

Program chroni ludzki organizm przed negatywnym wpływem pasożytów jednokomórkowych. Przedostają się one do niego poprzez brudne ręce, nieumyte jedzenie i nieprzeżywaną wodę. Program oddziałuje na pierwotniaki, niszcząc je. Higiena osobista i regularne korzystanie z programu „Powiedz nie pierwotniakom” jako środka zapobiegawczego chroni przed tymi mikroorganizmami.

**Zastosowanie:** Program powinien być stosowany 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

## 28. Opryszczka zwykła

Opryszczka wargowa jest najczęstszą formą opryszczki – powoduje ją wirus Herpes Simplex typu 1 (HSV-1). Może również występować na narządach płciowych, szyi, głowie lub rękach w postaci drobnych lezji lub pęcherzy. Opryszczka może się dostać do układu nerwowego i powodować różnego rodzaju zaburzenia. Pozostaje w komórkach nerwowych w postaci

bezobjawowej, wpływając na organizm tylko w okresie obniżonej odporności. Nosiciel wirusa może go przenosić na innych poprzez pocałunek bądź kontakt skóry ze skórą.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie programu „Bez opryszczki” 1-3 razy dziennie przez tydzień, a po upływie tego czasu, raz na dobę przez 3 tygodnie. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 29. Rotawirus

Rotawirus jest specyficznym czynnikiem chorobotwórczym wywołującym gripę jelitową z intensywnym zatruciem i odwodnieniem organizmu, dając przy tym wiele objawów przeziębienia. Po przebywaniu z osobą chorą w jednym pomieszczeniu bądź przechłodzeniu organizmu, należy podjąć działania zapobiegawcze – użyć programu „Rotawirus”. Zapobiegnie zarażeniu wirusem i ochroni organizm. Program zapobiegnie również rozwojowi choroby po kontakcie z osobą chorą.

**Zastosowanie:** W celach profilaktycznych zaleca się stosowanie programu dwa razy dziennie; co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 30. Zakażenia Gronkowcem

Gronkowce i paciorkowce są stale obecne na powierzchni skóry i śluzówce jamy ustnej i nosa. Do zagrożenia dochodzi w okresie braku snu, po przechłodzeniu lub przemęczeniu organizmu. Odporność staje się wtedy słabsza. Wtedy bakterie zaczynają mieć szkodliwy wpływ na organizm. Pojawia się ból gardła i gorączka. Program „Zakażenia gronkowcowe i paciorkowe” zmniejsza negatywny wpływ ziarenkowców na organizm i pomaga przywrócić jego siłę oraz odporność.

**Zastosowanie:** Programu należy używać codziennie aż do pełnego odzyskania zdrowia. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 31. Toxoplazma

Toxoplazma jest pierwotniakiem. Kiedy dostaje się do ludzkiego organizmu, może zacząć się rozwijać. Często dzieje się tak po kontakcie z kotami, ponieważ zwierzęta te są żywicielem ostatecznym Toxoplazmy. Program chroni przed negatywnymi skutkami Toxoplazmy w ludzkim organizmie. Higiena osobista i regularne stosowanie programu „Toxoplazma” jako środka zapobiegawczego zabezpieczają przed tymi mikroorganizmami.

**Zastosowanie:** Program powinien być stosowany 1-2 razy dziennie przez 10-14 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 32. Wzmocnienie sił obronnych organizmu

Odporność to zdolność organizmu do odparcia działania patogennych wirusów, bakterii i innych szkodliwych czynników otaczającego go środowiska. Im silniejsza odporność tym mniejsze ryzyko choroby. Wzmocnienie mechanizmów obronnych organizmu to główny cel programu Wellness. Można go wspomóc poprzez walkę ze złymi nawykami, stosowanie

zrównoważonej diety i prowadzenie zdrowego stylu życia. Program „Wzmocnienie sił obronnych organizmu” utrzymuje jego odporność i zapewnia niezawodną ochronę przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie programu przez 10-14 dni zaraz po przebudzeniu. Programu nie należy stosować przed snem, ponieważ może powodować problemy z zaśnięciem.

### 33. Ureaplasma

Ureaplasma to najmniejsze bakterie zamieszkujące błonę śluzową narządów płciowych i układ dróg moczowych. Może powodować zapalenie dowolnej części dróg moczowych – pęcherza moczowego, cewki moczowej, prostaty, jąder i ich przyczepków lub pochwy, macicy i jej przydatków u kobiet, zapalenie stawów, zwłaszcza reumatoidalne zapalenie stawów. Środki chroniące przed infekcjami narządów płciowych czasami nie są w stanie zapewnić absolutnego bezpieczeństwa. Aby się chronić, należy skorzystać z programu „Zdrowie intymne”, którego celem jest zapobieganie szerokiemu zakresowi infekcji przenoszonych drogą płciową.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie programu raz dziennie przez 10-20 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 34. Helicobacter pylori

Helicobacter pylori jest szkodliwą bakterią powodującą liczne choroby przewodu pokarmowego. Udowodniono, że łatwo opiera się typowemu działaniu kwasów żołądkowych. Za pomocą swoich wici bakterie mogą łatwo przemieszczać się w błonie śluzowej żołądka i się do niej przymocować. Podczas reprodukcji mikroorganizmy wpływają na wszystkie komórki żołądka, powodując różne stany zapalne. Zwalczanie tych niebezpiecznych bakterii może zapobiec nieuchronnemu rozwojowi wielu chorób. Program „Helicobacter pylori” poprawia pracę jelit i żołądka oraz usuwa niebezpieczne substancje z organizmu.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie programu raz dziennie przez 10-20 dni. Co trzy dni zaleca się połączenie go z programem „Detox”.

### 35. Chlamydia

Chlamydia to określenie grupy ostrych i przewlekłych infekcji spowodowanych wewnątrzkomórkowymi pasożytami – chlamydiami. Jest to jedno z najczęstszych zakażeń moczowo-płciowych, często bezobjawowych. Według danych, od 5 do 15% młodych aktywnych seksualnie osób ma chlamydie. Są one również przyczyną, która stoi za połową przypadków niepełnych par. Program „chlamydia” pozwala na zapobieganie infekcjom wewnątrzkomórkowych pasożytów.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie programu 1-2 razy dziennie przez 10-20 dni. Po zakończeniu wszystkich sesji, dla detoksykacji organizmu należy skorzystać z programów do oczyszczania limfy, wątroby i nerek.



## Regulacja organizmu i przywracanie równowagi .

Programy regulujące działanie organizmu i przywracające jego równowagę urządzenia regulującego naturalne biosystemy Life Balance są oparte na projektach R. Voll and A. Cramer, który bada promieniowanie elektromagnetyczne organizmu. Według naukowców, każdy organizm ma swoje własne drgania. Drgania narządów działających nieprawidłowo, różnią się od drgań narządów zdrowych.

Life Balance to unikalne urządzenie. Jego stosowanie ma na celu poprawę ogólnego stanu organizmu. Każdy ludzki organ ma prawidłowe sobie częstotliwości rezonansowe, które emituje. Przy działaniu wielu czynników zewnętrznych, parametry te zaczynają różnić się od normy, a narażenie na choroby wzrasta. Jest to częsty proces dla mieszkańców dużych miast, żyjących w szybkim tempie, mających dużo stresu. Urządzenie posiada 35 podstawowych programów umożliwiających utrzymanie zdrowia i dobrego samopoczucia. Specjalne delikatne częstotliwości biorezonansu symulują drgania zdrowych organów i przywrócą organizm do stanu zdrowia, poprzez wsparcie w jego samodzielnej regeneracji.

**Uwaga: Life Balance** wpływa na ludzki organizm nie zaburzając jego równowagi, zarówno na poziomie całego organizmu, jak i lokalnie (na poziomie pojedynczego organu), przywracając wszystkie narządy do drgań wzorcowych w stanie zdrowia. Poprawia to działanie organizmu oraz pomaga zwalczyć stres i chroniczne zmęczenie.

### 11. Podstawowe programy

#### 1. Alergia

Alergia to zwiększona wrażliwość organizmu na pewne substancje: różnego rodzaju produkty, wełnę, kurz, pyłki i środki chemiczne czy czynniki zakaźne. Prawie połowa populacji świata cierpi na alergię. Najczęstszą przyczyną alergii jest niedożywienie organizmu i niezdrowy styl życia. Program pomaga wstrzymać rozwój objawów alergii, zredukować ich pojawianie się, poprawić stan organizmu i stabilizować układ odpornościowy.

**Zastosowanie:** W celach zapobiegawczych program należy stosować codziennie rano, raz na dobę przez 5 dni. Aby złagodzić ataki alergii zaleca się stosowanie programu 1-2 razy dziennie. Po zastosowaniu poprawia się samopoczucie. Pomaga również w czasie zapalenia zatok, ułatwiając oddychanie.

#### 2. Działanie wątroby

Wątroba jest ważnym organem ludzkiego organizmu. Jest to największy narząd w ludzkim układzie pokarmowym. W odróżnieniu od innych narządów wewnętrznych odpowiedzialnych za zaledwie kilka lub jeden proces, wątroba wykonuje prawie pięćset funkcji. Działa jak ogromny filtr, oczyszczając przepływającą przez nią krew – usuwa toksyny, reguluje produkcję żółci i poziom tłuszczów i węglowodanów w organizmie. Jej głównym zadaniem jest utworzenie połowy limfy i mocznika w organizmie człowieka. Kiedy brakuje energii, działa jak bateria lub zapasowy generator; zawiera glikogen, który w odpowiednich warunkach zmienia się w glukozę, wspierając niezbędne procesy życiowe w organizmie.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie programu raz dziennie. Podczas korzystania z programu „Działanie wątroby”, należy wypijać dziennie nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody.

### 3. Aktywna ochrona

Ludzki organizm żyje w stale zmieniających się warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, do których mu się wciąż dostosowywać. Wielu z zewnętrznych czynników nie można uznać za użyteczne. Najważniejsza dla zdrowia jest równowaga wszystkich procesów zachodzących w ciele, a także zdolność do samodzielnego ich regulowania przez organizm. Zdrowe odżywianie, świeże powietrze, regularna aktywność fizyczna, pozytywne emocje i program „Aktywna ochrona” są pierwszymi krokami ułatwiającymi dbanie o zdrowie.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie rano. Programu nie należy stosować przed snem, ponieważ może powodować problemy z zaśnięciem.

### 4. Antywibracja

Syndrom wibracyjny jest spowodowany długotrwałym narażeniem na wibracje. Wibracje dzielą się na lokalne (z narzędzi ręcznych) i ogólne (z maszyn, urządzeń, pojazdów lub spod ziemi). Wpływ drgań na organizm jest częstym skutkiem uprawiania wielu zawodów. Długotrwałe narażenie na drgania ma bardzo szkodliwy wpływ na organizm człowieka. U mężczyzn powoduje impotencję.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany w dowolnym momencie dnia, w zależności od potrzeb. Urządzenie w trakcie stosowania powinno znajdować się w kieszeni lub na desce rozdzielczej samochodu w czasie jazdy.

### 5. Antystres (zaburzenia snu)

Każdego dnia, człowiek jest narażony na stres: w pracy, w podróży, w domu, nawet na wakacjach. Stabilny organizm łatwo radzi sobie ze skutkami stresu. Przy ciągłym stresie lub gwałtownej zmianie trybu życia, organizm może potrzebować pomocy. Program „Antystres” jest pomocny w każdej sytuacji, której towarzyszą fizyczne lub psychiczne trudności. Poprawia działanie układu nerwowego i ułatwia szybkie zapadanie w głęboki sen. Działa również łagodząco na wszystkie procesy zachodzące w organizmie.

**Zastosowanie:** Program należy stosować przed snem. Urządzenie należy umieścić pod poduszką. W razie dalszych problemów z zaśnięciem po zakończeniu programu zaleca się powtórzenie sesji. Uwaga! Nie należy stosować programu w pracy ani podczas jazdy.

### 6. Zapalenie stawów – choroba zwyrodnieniowa stawów

Ograniczony zakres ruchu lub bóle stawów nie pozwalają na prawidłową pracę, funkcjonowanie czy ćwiczenia. Jedną z przyczyn ograniczonej mobilności jest zaburzenie dostarczania krwi do stawów i gromadzenie się w nich substancji toksycznych. Program „Zapalenie stawów – choroba zwyrodnieniowa stawów” poprawia krążenie krwi i eliminuje

szkodliwe substancje, co pozwala w pełni cieszyć się aktywnym spędzaniem czasu wolnego i pozostać pełnym energii i zdrowym.

**Zastosowanie:** Program należy stosować w ciągu dnia, raz na dwa dni.

## 7. Skurcz oskrzeli

Wyraźnie poprawia pracę oskrzeli i płuc, regulując je, łagodząc skurcze i poprawiając dostarczanie krwi oraz wchłanianie tlenu. Urządzenie należy umieścić blisko płuc, na przykład w kieszeni na piersi. W razie potrzeby powtórzyć sesję jeszcze raz.

**Zastosowanie:** Należy zastosować „Skurcz oskrzeli” jako pierwszą pomoc w czasie skurczy.

## 8. Głębokie oczyszczanie

Każdego dnia organizm człowieka jest narażony na czynniki takie jak przejadanie się, uczucie ciężkości w żołądku, złe samopoczucie, zmęczenie, niestrawność, a nawet zatrucia. Aby pomóc mu przy takich obciążeniach, należy użyć programu „Głębokie oczyszczanie”, który wyeliminuje toksyny z organizmu.

**Zastosowanie:** Program „Głębokie oczyszczanie” może być stosowany w dowolnym momencie dnia, w zależności od potrzeby. Urządzenie należy umieścić w kieszeni na piersi lub innym miejscu blisko ciała. Podczas korzystania z programu należy wypijać nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody dziennie.

## 9. Głębokie oczyszczanie, zapalenie

„Głębokie oczyszczanie, zapalenie” ma na celu wyeliminowanie toksyn z organizmu podczas ostrego lub zaostrzenia chronicznego stanu zapalnego. Program eliminuje toksyny o masie cząsteczkowej do 4000, w tym substancje takie jak jad węża. Są one wydalane przez układ krążenia. Program „Głębokie oczyszczanie organizmu” sprawdza się w regeneracji organizmu po zatruciu alkoholem. Może również być stosowany przy nadmiernym spożyciu alkoholu.

**Zastosowanie:** Program „Głębokie oczyszczanie ciała, program leczenia” może być używany o każdej porze, w zależności od potrzeby. Urządzenie należy umieścić w kieszeni na piersi lub innym miejscu blisko ciała. Podczas korzystania z programu należy wypijać nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody dziennie.

## 10. Depresja

Depresja, lęk, strach – są ze sobą powiązane. Lęk i strach są objawami depresji. Ten stan bardzo często powoduje choroby psychosomatyczne, wyczerpanie emocjonalne i niemożność samodzielnego działania. Strach to silny czynnik uniemożliwiający choremu samorealizację i osiągnięcie sukcesu. Ten program pomaga złagodzić depresję, zmniejszyć niepokój, regulować sen i działanie umysłu.

**Zastosowanie:** Program należy stosować raz na dobę w ciągu dnia lub nocy.

## 11. Detoksykacja wątroby

Wątroba jest głównym organem unieszkodliwiającym toksyczne i szkodliwe substancje, tworzące się w organizmie. Kiedy wątroba jest mocno obciążona jej wydajność spada i wymaga ona detoksykacji.

**Zastosowanie:** Program należy stosować co trzy dni; Podczas korzystania z programu należy wypijać nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody dziennie.

## 12. Energia życiowa

Energia życiowa zwiększa chęć do życia. Jeśli człowiek ma w sobie wystarczającą energię życiową, ma pragnienia, żądze, dąży do celu, jest kreatywny, ma siłę by ruszyć się z miejsca i inspiruje innych. Energia życiowa przenika i wypełnia wszystkie komórki i atomy naszego ciała, łącząc je w jedną całość, powodując wibrację najmniejszych cząstek ciała o odpowiedniej częstotliwości, tworząc w ten sposób najbardziej wydajny naturalny pochłaniacz i emiter energii. Program „Energia życiowa” zwiększa aktywność umysłową, reguluje sen, niweluje lęki i napięcie emocjonalne.

**Zastosowanie:** Program można stosować raz dziennie.

## 13. Zaparcia

Zaparcie to opóźnione, utrudnione lub niepełne wypróżnianie się. Sytuacja, kiedy nie dochodzi do wypróżnienia przez ponad 24 godziny. Tylko niewielu spośród wielu milionów ludzi wie jak ważna dla silnego organizmu i stabilnego zdrowia jest prawidłowa praca jelit. Dawno temu starożytni mędrcy, jogini, uzdrowiciele z Tybetu i Egiptu wiedzieli, stan jelita grubego musi być idealnie zachowany, jeśli człowiek ma być zdrowy.

**Zastosowanie:** Program należy stosować codziennie. Podczas korzystania z programu należy wypijać nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody dziennie.

## 14. Układ immunologiczny

Odporność to zdolność organizmu do przeciwdziałania szkodliwym czynnikom. Im silniejsza odporność tym mniejsze narażenie na choroby. Stan układu immunologicznego zależy od kilku czynników:

- Brak nałogów
- Zrównoważona dieta
- Zdrowy tryb życia

„Układ immunologiczny pobudza organizm, zwiększa odporność na szkodliwe zewnętrzne czynniki i poprawia wytrzymałość fizyczną.

**Zastosowanie:** Ten program może być używany każdego dnia. Idealny do zapobiegania chorobom związanym z przechłodzeniem organizmu.

Uwaga! Programu nie należy używać przed snem, ponieważ może powodować problemy z zaśnięciem.

## 15. Regeneracja skóry

Regeneracja skóry to proces rekonstruowania tkanki po uszkodzeniu mechanicznym. Wygląd blizn i śladów zależy od szybkości tego procesu. Taka regeneracja zależy w dużym stopniu od stanu układu immunologicznego, odżywienia organizmu i stanu zdrowia. Ten program wspomaga organizm przy regeneracji skóry po uszkodzeniu mechanicznym.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany o każdej porze dnia.

## 16. Regeneracja wątroby

Proces naturalnej regeneracji naprawdę wspomaga wątrobę. Pomimo szerokiego spektrum chorób wątroby, ten organ nie ulega całkowitemu zniszczeniu, jest prawdopodobnie jedynym narządem **zdolnym do pełnej regeneracji**, nawet po poważnym uszkodzeniu jej komórek. Nawet jeżeli duża część wątroby nie działa prawidłowo, pozostałe komórki mogą, poprzez ciągłe podziały, ostatecznie zająć miejsce zniszczonych i poprawnie wykonywać swoje zadanie – można to porównać ze zdolnością jaszczurki do wytworzenia nowego ogona. W ten sposób natura niezawodnie chroni wątrobę, organ, bez którego normalne funkcjonowanie całego organizmu nie jest możliwe. Nawet w najgorszych przypadkach, ostatnich stadiach choroby, wątroba może zostać zregenerowana. „Usprawnienie działania wątroby” pomaga przyspieszyć regenerację organu po chorobach.

**Zastosowanie:** Program „Regeneracja wątroby” może być stosowany o każdej porze dnia.

## 17. Aktywacja procesu leczenia

„Aktywacja procesu leczenia” pozwala zsynchronizować i regulować działanie wszystkich narządów i ich układów w organizmie, zwiększyć przewodnictwo meridianów oraz zapewnić prawidłowy obieg energii i krwi przez ciało. Poprawia krążenie krwi i metabolizm, aktywuje komórki, zwiększa witalność organizmu, oczyszcza krew i zmniejsza jej lepkość.

**Zastosowanie:** Program „Aktywacja procesu leczenia” może być używany o każdej porze dnia w zależności od potrzeb.

## 18. Trzustka

Trzustka to ważny narząd. To jedyny gruczoł w organizmie człowieka, który ma zarówno funkcję zewnątrzwydzielniczą jak i wewnątrzwydzielniczą. Produkuje hormony regulujące metabolizm, dlatego jest uważana za narząd układu hormonalnego. Jednocześnie trzustka uwalnia enzymy do dwunastnicy, a zatem z pewnością jest również narządem trawiennym.

**Zastosowanie:** Program „Trzustka” może być używany o każdej porze dnia w zależności od potrzeb. Zaleca się stosowanie w połączeniu z programem „Regulacja działania przewodu pokarmowego”

## 19. Regulacja działania przewodu pokarmowego

Dobre i zrównoważone odżywianie jest podstawą utrzymania dobrego stanu zdrowia. Przechodzenie na nowe rodzaje żywności, pogorszenie diety, długotrwały stres powodują obciążenie układu pokarmowego, co może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Program „Trawienie” wspomaga działanie wszystkich narządów układu pokarmowego, ułatwia trawienie jedzenia i zmniejsza ryzyko zaburzeń odżywia.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany o każdej porze dnia. Rekomendowana pora to 7:00 do 9:00. Program należy powtórzyć po upływie pół godziny.

## 20. Regulacja żeńskiego systemu moczowo-płciowego

Złe nawyki mają niekorzystny wpływ na żeński organizm, przyspieszają jego starzenie się i powodują jego nieprawidłowe funkcjonowanie. Program obejmuje szeroki zakres problemów zdrowotnych napotykanym przez kobiety i jest pomocny dla osoby w każdym wieku. Redukuje napięcie przedmiesiączkowe i ból oraz nieprzyjemne zmiany w organizmie towarzyszące menopauzie. Program ma na celu zapobieganie nieprawidłowościom w żeńskim systemie moczowo-płciowym i jest użyteczny dla kobiet w każdym wieku.

**Zastosowanie:** W celach zapobiegawczych programu należy używać raz w tygodniu w dowolnej chwili. Dziewczynkom w okresie dojrzewania zaleca się używanie go 1-2 razy w tygodniu. Kobietom odczuwającym ból i dyskomfort podczas menstruacji zalecane jest codziennie stosowanie w jej czasie.

**Uwaga!** Nie zaleca się stosowania programu w czasie ciąży lub planowania ciąży.

## 21. Regulacja i oczyszczanie układu limfatycznego

System limfatyczny oczyszcza organizm przez 24 godziny na dobę. Odgrywa ważną rolę w usuwaniu produktów ubocznych organizmu i utrzymaniu układu odpornościowego w dobrym stanie. Limfa jest oczyszczana przez węzły chłonne, ale czasem jest to niewystarczające. Kiedy działanie układu limfatycznego jest zaburzone, w przestrzeni międzykomórkowej gromadzi się 83% szkodliwych substancji. To zwiększa obciążenie wszystkich organów oczyszczających organizm – wątroby, jelit i nerek. Program rozrzedza limfę, pomaga usuwać toksyny i nadmiar wody z organizmu, poprawia metabolizm komórek, stabilizuje ciśnienie krwi i zwiększa odporność organizmu.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany o każdej porze dnia. W czasie działania programu zaleca się delikatny masaż.

**Uwaga!** W celu najskuteczniejszej detoksykacji, należy wypijać dziennie nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody.

## 22. Regulacja krążenia krwi

Siedzący tryb życia, złe nawyki, niedożywienie organizmu i stres są czynnikami wpływającymi na krążenie krwi, nie tylko zakłócając działanie krwioobiegu, ale także metabolizm. Program

„krążenie krwi” ma na celu zapobieganie nieprawidłowemu działaniu układu krążenia, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany o dowolnej porze dnia, w zależności od potrzeb, ale zalecana pora to 11:00 do 13:00. Urządzenie powinno być umieszczone w kieszeni na piersi lub innym miejscu blisko ciała użytkującego.

### 23. Regulacja męskiego układu moczowo-płciowego

Zdrowie mężczyzny to nie tylko potencja seksualna, ale także prawidłowe funkcjonowanie innych narządów wewnętrznych. Dbanie o zdrowie mężczyzny, począwszy już od najmłodszych lat. Program ma na celu regulację męskiego systemu moczowo-płciowego. Reguluje oddawanie moczu, pracę męskich gruczołów płciowych, w tym prostaty. Program staje nawet bardziej przydatny z wiekiem.

**Zastosowanie:** Program należy stosować raz w tygodniu, ale zalecana pora to 21:00 do 23:00.

### 24. Regulacja układu hormonalnego

Układ hormonalny reguluje pracę narządów przy pomocy odpowiednich hormonów i zapewnia równowagę czynników wewnętrznych (homeostazę). Układ hormonalny jest zaangażowany w rozwój organizmu, jego wzrost i funkcję reprodukcyjną. Stabilizuje on również stan psychiczny i reagowanie emocjonalne. Program poprawia funkcjonowanie układu podwzgórzowo-przysadkowego i narządów płciowych oraz reguluje procesy wydalania w organizmie.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany o każdej porze dnia.

### 25. Program przeciwbólowy

Ból jest odpowiedzią narządów i ich układów na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych lub nieprawidłowe działanie organów wewnętrznych. Ból powoduje poważny dyskomfort, pozbawiając człowieka radości z życia. Jedynym skutecznym sposobem zwalczania bólu jest wyeliminowanie przyczyny jego wystąpienia. „Program przeciwbólowy” obejmuje częstotliwości eliminujące przyczyny bólu o różnym charakterze.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany o każdej porze dnia. Jeśli ból utrzymuje się przez godzinę po zakończeniu programu, należy powtórzyć sesję.

### 26. Program nerki

Nerki mają różne funkcje. Głównym ich zadaniem jest utrzymanie homeostazy – utrzymywanie stałej objętości i ciśnienia krwi oraz innych płynów w organizmie. Nerki utrzymują również równowagę kwasowo-zasadową. Wydzielają produkty uboczne metabolizmu azotu – mocznik, kreatyninę, kwas moczowy, etc. Nieodpowiednie odżywianie (szczególnie przejadanie się), zaburzenia metaboliczne, brak witaminy A, hipotermia i

infekcje powodują uszkodzenia nerek i kamicę. Program ułatwia aktywne usuwanie toksyn z organizmu, reguluje działanie nerek i zapobiega kamicy.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany o każdej porze dnia w zależności od potrzeb, ale zalecaną porą jest 17:00 do 19:00. W przypadku chorób zakaźnych należy go powtórzyć po 0,5 godziny. Dla prawidłowego funkcjonowania nerek należy wypijać codziennie nie mniej niż 1-1,5 litra czystej wody.

**Uwaga!** Zwiększenie ilości wydalanego moczu jest możliwym skutkiem stosowania programu.

## 27. Siedem czakr

Człowiek jest złożoną strukturą energetyczną opartą na siedmiu centrach energetycznych (czakrach), które są rozmieszczone wzdłuż kręgosłupa. Każda czakra jest powiązana z odpowiednimi narządami; jeśli działanie czakr jest zaburzone, działanie tych narządów również jest zaburzone. Energia gromadzi się w czakrach. Negatywna energia blokuje czakry i wpływa na cały organizm. Działanie programu: reguluje energię i rozprowadza ją po organizmie w odpowiedni sposób, przywracając w ten sposób prawidłowe funkcjonowanie narządów i ich układów.

**Zastosowanie:** Programu należy używać w ciągu dnia.

## 28. Regulacja serca

Praca serca zapewnia dostarczanie tlenu i składników odżywczych narządom, potrzebne dla zdrowia organizmu. Choroby serca są spowodowane niewłaściwym stylem życia, stresem i przeciążeniem fizycznym. Program reguluje krążenie i ciśnienie krwi, zapewnia odpowiedni dopływ krwi do mięśnia sercowego, sprzyja prawidłowemu działaniu serca i stabilizuje jego pracę.

**Zastosowanie:** Program należy stosować dwa razy dziennie, w zależności od potrzeb (zalecana pora to 11:00-13:00).

**Ważne!** Nie zaleca się stosowania programu przez 2 miesiące po zawale mięśnia sercowego

## 29. Syndrom chronicznego zmęczenia

Każdy człowiek doświadcza tego stanu wiodąc życie pełne ciężkiej, stresującej pracy i doświadczając braku snu. Zazwyczaj zmęczenie przechodzi po odpoczynku i odpowiedniej dawce snu. Jeżeli objawy się utrzymują, to znaczy, że organizm nie jest zdrowy. Długie okresy zmęczenia mogą być oznaką poważnej choroby znanej jako syndrom chronicznego zmęczenia (CFS), dotyczącej głównie kobiety. Aby jej zapobiec, należy używać programu „Syndrom chronicznego zmęczenia”.

**Zastosowanie:** Program należy stosować 1-2 razy dziennie w pierwszej połowie dnia.



### 30. Utrata wagi

Otyłość jest stanem organizmu, kiedy tłuszcz zaczyna się gromadzić w jego tkankach i narządach. Jej objawem jest waga o 20% większa od przeciętnej i jej skutkiem jest nie tylko dyskomfort. Powoduje również zaburzenia psycho-fizyczne, problemy ze stawami i kręgosłupem, problemy w życiu seksualnym oraz inne problemy. Program „Utrata wagi” jest zalecany do walki z otyłością.

**Zastosowanie:** Program można stosować codziennie.

### 31. Zmniejszenie zmęczenia oczu

Ciągłe nadwyrężanie oczu (czytanie, praca na komputerze) lub zmiana warunków i trybu życia powodują zmęczenie wzroku, podrażnienie ich i rozmycie obrazu. Program łagodzi nadwyrężenie oczu, zmniejsza zmęczenie i ból oraz wspomaga dobry wzrok.

**Zastosowanie:** Należy stosować codziennie przez 7 dni przed snem. Następnie zaleca się zrobić jeden dzień przerwy. Sesje należy powtarzać do uzyskania pożądanego wyniku. Powinno się unikać nadwyrężania oczu po zastosowaniu programu.

### 32. Zmęczenie umysłowe

Zmęczenie umysłowe powoduje spadek wydajności człowieka. Zazwyczaj występuje po długotrwałej intensywnej pracy i jest związane z nadmierną ilością lub nieprawidłowością pracy zewnętrznych zmysłów. Zmęczenie umysłowe powoduje pogorszenie pamięci i szybkie zapomnianie tego, co umysł zdołał wcześniej zapamiętać. Program „Zmęczenie umysłowe” zwiększa wydajność mózgu, poprawia pamięć, a w połączeniu ze zdrowym stylem życia wspomaga pozytywne myślenie.

**Zastosowanie:** Należy stosować codziennie. 1-2 razy w pierwszej połowie dnia.

### 33. Zmęczenie pleców

Kręgosłup odgrywa rolę rdzenia w ciele. Jest obciążany podczas podnoszenia dużych ciężarów. Uszkodzenia kręgosłupa są szczególnie powszechne u sportowców i tych, którzy wykonują pracę fizyczną. Zła postawa również skutkuje późniejszymi problemami z kręgosłupem. Program ma na celu wzmocnienie kręgosłupa.

„Zmęczenie pleców” pomaga utrzymać kręgosłup w dobrym stanie. Poprawia przemianę fosforu i wapnia oraz wspomaga funkcje ochronne organizmu.

### 34. Cholesterol

Hipercholesterolemia nie jest jeszcze chorobą, ale czynnikiem zwiększającym ryzyko miażdżycy. Określenie to wskazuje na zwiększoną zawartość cholesterolu we krwi. Cholesterol jest częścią błon komórkowych. Jednak nadmierna ilość cholesterolu we krwi powoduje powstawanie płytek miażdżycowych. Program „Cholesterol” zmniejszy poziom cholesterolu we krwi, zmniejszy ryzyko miażdżycy oraz oczyści i wzmocni naczynia krwionośne.

**Zastosowanie:** Zaleca się stosowanie programu w cyklu nie krótszym niż 1 miesiąc. Im wyraźniejsze zaburzenie metabolizmu lipidów, tym dłużej należy stosować program. Jako środek zapobiegawczy program może być stosowany 1-2 razy w tygodniu.

### 35. Nadwrażliwość zębów

Zwiększona wrażliwość zębów (przeczulica) może powodować wiele problemów. Zęby zaczynają być wrażliwe na wiele czynników – gorąco, zimno, słodki lub pikantny smak. Najnowsze badania wykazały, że liczba osób potrzebujących opieki dentystrycznej związanej z nadwrażliwością zębów zwiększyła się kilkakrotnie – wskazuje to na zwiększenie częstotliwości występowania chorób niezakaźnych. „Nadwrażliwość zębów” pomaga zapobiegać rozwojowi choroby i załagodzić jej objawy.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany dowolnie w zależności od potrzeb.

**Uwaga!** Nie zaleca się stosowaniu programu kobietom w pierwszym trymestrze ciąży oraz osobom z przeszczepionymi narządami. Nie wskazane jest również użycie w ciągu dwóch pierwszych miesięcy po zawale mięśnia sercowego. W przypadku ciężkich chorób serca urządzenie powinno się znajdować w odległości minimum 0,5 m od ciała pacjenta.

### 11.3 Program energetyczny.

Program energetyczny ogólnego przeznaczenia jest programem zwalczającym zmęczenie i zapobiegającym jego wystąpieniu, niwelującym senność, złe samopoczucie i inne codzienne dolegliwości doświadczane przez ludzi w dzisiejszych czasach. Problem braku energii oraz złego samopoczucia dotyka w szczególności mieszkańców miast. Jest on związany nie tylko ze stresem i złymi warunkami w otoczeniu, ale również z otaczającym człowieka szkodliwym polem elektromagnetycznym (komputery, smartfony, urządzenia elektryczne etc.).

Program energetyczny Life Balance emituje regularne fale elektromagnetyczne dostosowując bioenergię organizmu, pobudzając go do samodzielnej regeneracji za pomocą rezonansu i chroniąc przed szkodliwymi czynnikami. Dobrze zaprojektowany program oparty o promieniowanie elektromagnetyczne przywraca organizm do równowagi, łagodzi napięcie psychiczne i emocjonalne, dodaje energii i powoduje dobry nastrój i samopoczucie. Podczas opracowywania programu energetycznego ogólnego przeznaczenia zastosowano zasadę „zmiennych częstotliwości”, dzięki czemu jest on korzystny dla organizmu i dobrze przez niego znoszony.

Wiadomo, że energia stale przepływa przez ludzki organizm. Jednakże, w organizmie często pojawiają się niekorzystne przestoje energii. Program energetyczny ogólnego przeznaczenia pobudza energię w odpowiedni sposób, aby zapobiec jej przestojom niekorzystnym dla organizmu.

**Zastosowanie:** Program może być stosowany 1-2 razy na dobę w ciągu dnia.

**Uwaga!** Programu nie należy używać częściej niż dwa razy dziennie. Nie używać w nocy.

**Program energetyczny wykorzystywany jest dla wzmocnienia ochrony organizmu i przygotowania biosystemów naturalnych do oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego.**

Kluczową zaletą urządzenia do regulacji naturalnych biosystemów Life Balance jest możliwość skomponowania indywidualnego zestawu programów opartego na wynikach testów przeprowadzonych za pomocą urządzenia Life Expert i dostępności gotowych, łatwych do dostosowania do swoich potrzeb programów, które umożliwiają utrzymanie dobrego zdrowia bez względu na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Co więcej, użytkujący może stosować samodzielnie skomponowane programy w trybie ręcznym. Pozwala to na przygotowanie indywidualnego zestawu programów profilaktycznych dla każdego użytkującego.

**Urządzenie do regulacji biosystemów naturalnych Life Balance nie jest urządzeniem medycznym!**

**Uwaga!** Nie zaleca się korzystania z urządzenia kobietom w pierwszym trymestrze ciąży i osobom z przeszczepionymi organami. Nie zaleca się również stosowania w ciągu dwóch pierwszych miesięcy po zawale mięśnia sercowego. W przypadku ciężkich chorób serca, urządzenie powinno się umieszczać w odległości minimum 0,5 m od ciała chorego.

## 12. Komentarz

Aby otrzymać jak najlepsze rezultaty, zaleca się stosowanie **urządzenia do regulacji biosystemów naturalnych Life Balance** w połączeniu z **urządzeniem do testowania biosystemów naturalnych Life Expert**.



Urządzenie służy do wspomaganie biosystemów naturalnych w zakresie:

- eliminacji patogenów;
- regulacji poziomu funkcjonalnego organizmu;
- regulacji czynności organów wewnętrznych.